

leds:beauty MASK

Equipo de leds para terapia fotodinámica y tratamiento de la bioestimulación. Uso como tratamiento único o coadyuvante de otros procedimientos. SEGURIDAD, EFICACIA, RENTABILIDAD Y FÁCIL MANEJO.

EFECTOS FISIOLÓGICOS



INDICACIONES

- ✓ Tratamientos coadyuvantes
- ✓ Post Carboxiterapia
- ✓ Post quemaduras solares
- ✓ Despigmentante
- ✓ Antiinflamatorio
- ✓ Terapia fotodinámica
- ✓ Rosácea
- ✓ Post Peeling
- ✓ Post Láser
- ✓ Cicatrices
- ✓ Acné



leds:beauty MASK

Claves diferenciadoras	leds:beauty MASK	Competencia
FRECUENCIAS DE NOGIER	✓	X
BATERÍA MANOS LIBRES MAYOR SEGURIDAD (10 SESIONES)	✓	X
DIODOS 30mw/Hled	Más de 300	50
LED LUZ PURA	✓	X
TERÁPIAS	✓	X
DOBLE ESPECTRO DE LUZ DE COLÁGENO	✓	X
LEDS	Monocolor	RGB

Características técnicas

LLLT (Low Level Laser Therapy)

305 Diodos Láser HLED desfocalizado (30 mW / HLED)

Emisión Pulsada desde 70 a 584 Hz (Dependiendo de programa)

Espectro Emisión HLED a 440 a 660 nm (±10%) Dependiendo de Programa

Irradiación ± 4,2 J/cm² (Dependiendo de programa)

Funcionamiento con Batería litio-on 1500mA.

Autonomía - 15 sesiones.

Se puede utilizar conectada a la corriente.

5 programas de trabajo automáticos:

- P1 REJUVENECIMIENTO
- P2 ACNÉ
- P3 ROSÁCEA
- P4 HIPERPIGMENTACIÓN
- P5 POST-PROCEDIMIENTO

Características espectros

Rojo: l.o. 660 ±10nm

- Estimulación del colágeno
- Regeneración celular
- Anti-inflamatorio
- Cierre de heridas

Rojo: l.o. 630 ±10nm

- Regeneración celular
- Anti-inflamatorio
- Cierre de heridas
- Estimulación elastina

Amarillo: l.o. 590 ±10nm

- Antiinflamatorio
- Linfotrópico
- Incrementa la circulación sanguínea

Verde: l.o. 540 ±10nm

- Inhibe la producción en exceso de melanina

Azul: l.o. 440 ±10nm

- Bacteriológico -
- Actúa a nivel epidérmico
- Inhibidor del crecimiento de la capa córnea